

Manual de instalación y uso:

- 1.- Tener instalado XAMPP con versión igual o superior a v3.2.2
- 2.- Correr el servicio APACHE en XAMPP, operando en los puertos 80 y 443
- 3.- Correr el servicio MySQL en XAMPP, operando en el puerto 3306
- 4.- Mover la carpeta PocketCare a la dirección: c:/xampp/htdocs/
- 5.- Para acceder a PocketCare, utiliza Chrome, Firefox u Opera y en la barra de búsqueda escriba: localhost/PocketCare